

LONG TERM



# Androstar<sup>®</sup> Plus

Ebersamenverdünner  
mit antibiotischem Zusatz

Boar semen extender  
with antibiotic supplement

Diluyente para semen porcino  
con suplemento antibiótico

Среда для разбавления спермы  
хряков с антибактериальной добавкой

4,7 kg = 100 l  
4,7 кг = 100 л



LOT

DE:

**Anwendung:** Beutelinhalt in 100 Liter sterilem, destilliertem Wasser mit einer Temperatur von +32°C bis +38°C auflösen. Den pH-Wert für 20 Minuten stabilisieren lassen. Vor Verdünnung auf Temperaturgleichheit zwischen Verdünner und Samen achten. Lagerung und Versand des verdünnten Samens bei +17°C. Vor der Motilitätsbeurteilung die Samenprobe für mindestens 20 Minuten auf +37°C erwärmen.

**Lagerung:** Dunkel und trocken unter +15°C lagern.

**Achtung:** Nicht in Reichweite von Kindern lagern. Nicht für Konsum oder Behandlung von Mensch und Tier. Nicht für Injektionen verwenden.

EN:

**Application:** Dissolve content of bag in 100 liters of sterile, distilled water at +32°C to +38°C. Allow the pH to stabilize for 20 minutes. Ensure that boar semen and extender are adjusted to the same temperature before dilution. Storage and shipment of the extended semen at +17°C. Prior to motility evaluation, warm sample of extended semen up to +37°C for a minimum of 20 minutes.

**Storage:** Store in a dry and dark environment below +15°C.

**Warning:** Keep out of reach of children. Not for human or animal consumption or drug or clinical use. Not for injection.

Transport <+25°C, Lagerung <+15°C  
Transport <+25°C, Storage <+15°C  
Transportar <+25°C, Almacenar <+15°C  
Транспортировка <+25°C, Хранение <+15°C

ES:

**Aplicación:** Disolver el contenido de la bolsa en 100 litros de agua esterilizada y destilada, a una temperatura de +32°C a +38°C. Dejar estabilizar el valor pH por 20 minutos. Antes de proceder a la dilución, asegúrese que el semen y el diluyente estén ajustados a la misma temperatura. Almacenaje y transporte del semen diluido a +17°C. Antes de evaluar motilidad, mantenga la muestra de semen diluido a una temperatura de +37°C por un mínimo de 20 minutos.

**Almacenamiento:** Mantenga en un lugar seco y obscuro a temperaturas inferiores a +15°C.

**Atención:** Mantener fuera del alcance de los niños. No apto para el consumo de seres humanos o animales, uso fármaco o clínico. No apto para inyecciones.

RU:

**Применение:** Растворите содержимое упаковки в 100 литрах стерильной дистиллированной воды температурой от +32°C до +38°C. Оставьте раствор на 20 минут для стабилизации показателя pH. Перед разбавлением сперма и готовый разбавитель должны иметь одинаковую температуру. Хранение и транспортировку разбавленной спермы осуществляйте при температуре +17°C. Перед началом анализа подогрейте образец разбавленной спермы до +37°C в течение 20 минут.

**Хранение:** Храните в сухом и темном месте при температуре ниже +15°C.

**Внимание:** Храните в недоступном для детей месте. Продукт непригоден для потребления или лечения людей и животных. Не используйте для инъекций.

Minitüb GmbH  
Hauptstr. 41 | 84184 Tiefenbach | Germany  
Phone: +49 (0)8709 9229 0  
E-mail: [minitube@minitube.de](mailto:minitube@minitube.de) | Web: [www.minitube.com](http://www.minitube.com)