

EnduraGuard® Plus

Contents: 4.9 kg/10.8 US LBS

Storage: Store at temperature +2°C to +15°C (35°F to 59°F)

Concentrated Culture Medium for Boar Semen with CSP
REF. 13532/3100

Made in the USA



EN 100 L

REF. 13532/3100

Ingredients: Glucose, sodium citrate, HEPES, fructose, irradiated bovine albumin, EDTA, sodium bicarbonate, CSP. **Antibiotics:** Ampicillin, Apramycin

Preparation: Dissolve 49 g of culture medium per one liter of distilled, sterile water at +32°C to +38°C (+90°F to +100°F). Allow the pH to stabilize for 30 minutes before extending semen.

Application: Prior to extension ensure that freshly collected boar semen and culture medium are adjusted to exactly the same temperature. Extend according to the desired number of sperm cells per dose with a final volume of 70 to 90 ml per dose.

Extended semen should be stored and shipped at +17°C to +24°C (+63°F to +75°F).

Attention: Keep out of reach of children. Not for human or animal consumption, or drug or clinical use. Not for injection.

Store in a dry and dark environment below +15°C (+59°F).

Manufactured by Minitube USA in Verona, WI, USA

ES 100 L

REF. 13532/3100

Ingredientes: Glucosa, citrato de sodio, HEPES, fructosa, albumina bovina irradiada, EDTA, bicarbonato de sodio, CSP. **Antibióticos:** Ampicilina, Apramicina.

Preparación: Disolver 49 g de medio de cultivo por cada litro de agua destilada, estéril, a +32°C a +38°C (+90°F a +100°F). Deje que el pH se estabilice durante 30 minutos antes de diluir el semen.

Aplicación: Previo a la dilución verifique que el semen porcino recién colectado y el medio de cultivo (diluyente) se encuentran exactamente a la misma temperatura. Diluya de acuerdo al número deseado de células espermáticas por dosis, con un volumen final de 70 a 90 ml por dosis.

El semen diluido debe ser almacenado y transportado a +17°C a +24°C (+63°F a +75°F).

Atención: Mantener fuera del alcance de los niños. No apto para consumo humano o animal, o para uso con fármacos o uso clínico. No inyectable.

Almacene en lugar seco, con poca iluminación y por debajo de los +15°C (+59°F).

Fabricado por Minitube USA, Verona, WI, USA

FR 100 L

REF. 13532/3100

Composition: Glucose, citrate de sodium, HEPES, fructose, albumine bovine irradiée, EDTA, bicarbonate de sodium, CSP. **Antibiotique:** Ampicilline, Apramycine

Préparation: Mélanger 49 g de milieu de culture par litre d'eau distillée, stérile et préchauffée à une température de +32°C à +38°C (+90°F à +100°F). Avant de diluer la semence, laisser la valeur pH se stabiliser pendant 30 minutes.

Utilisation: Avant la dilution s'assurer que la semence de verrat fraîche et le milieu de culture soient à exactement la même température. Diluer selon le nombre de spermatozoïdes souhaités par dose avec un volume final de 70 à 90 ml par dose.

La semence diluée doit être entreposée et expédiée à une température comprise entre +17°C à +24°C (+63°F à +75°F).

Attention: Ne pas laisser à la portée des enfants. Ce produit n'est pas destiné à la consommation ni aux traitements des êtres humains ou des animaux. Ne pas utiliser pour faire des injections.

Entreposer dans un endroit sec et sombre, à une température inférieure à +15°C (+59°F).

Produit par Minitube USA à Verona, WI, USA